

Anti-Cebp-Delta/Cebpd-Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - P49716

Artikelnummer: CM0018571

Einführung

Kaninchen-Polyklonal-Antikörper gegen humanes CEBP-Delta/CEBPD (P49716). Für WB und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ideal zur Untersuchung der Transkriptionsregulation bei Immun- und Entzündungsreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CEBP Delta/CEBPD Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CELF; CRP3; C/EBP-delta; NF-IL6-beta; CEBP Delta/CEBPD
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1052
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 des humanen CEBP Delta/CEBPD (NP_005186.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P49716
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Kühlakku