


Anti-C/EBP α Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P49715

Artikelnummer: CM0023518



Einführung

Spezifischer Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen C/EBP α (CEBPA), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Ideal für die Untersuchung von myeloischer Differenzierung, Adipogenese und Leberfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C/EBP α Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CEBP; C/EBP-alpha; C/EBP α
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1050
GeneID	1050
Immunogen	synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem C/EBP α (NP_004355.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P49715
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel