

Anti-Cebpa Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P53566

Artikelnummer: CM0025824

Einführung

CEBPA Kaninchen-polyclonale Antikörper von CamelBio ist validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Erkennt CCAAT/Enhancer-Bindungsprotein Alpha, ein Transkriptionsfaktor, der für myeloische Differenzierung, Adipogenese und Leberfunktion essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CEBPA Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	Cebp; CBF-A; C/ebpalpha
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	1050
GenID	12606
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-117 von Maus CEBPA (NP_031704.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P53566
Proteingewicht	37 kDa/36 kDa/26 kDa/41 kDa
Versand	Eisbeutel