


Anti-Cebpa Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49715

Artikelnummer: CM0016492



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CEBPA (C/EBP-alpha). Validiert für Western Blot (WB), Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Transkriptionsfaktorfunktion bei myeloider Differenzierung, Adipogenese und Hepatogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CEBPA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CEBP; C/EBP-alpha; CEBPA
Spezies	Human
GeneID (Human)	1050
GeneID	1050
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 111-180 von humanem CEBPA (NP_004355.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49715
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eistasche