

Anti-C/Ebpb Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P17676

Artikelnummer: CM0014102



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen C/EBPB (NF-IL6), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-C/EBPB. Geeignet für die Forschung zur Transkriptionsregulation, Entzündung und Adipogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C/EBPB-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TCF5, IL6DBP, NF-IL6, C/EBP-beta
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1051
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 171-216 des humanen C/EBPB (NP_005185.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17676
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Kühlakku