


Anti-Cebpe Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15744

Artikelnummer: CM0029699



Einführung

CEBPE Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines CEBPE (31 kDa), ein nuklearer Transkriptionsfaktor, der für den Übergang von Promelozyten zu Myelozyten bei der myeloischen Differenzierung entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CEBPE Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	CRP1; SGD1; IMD108; C/EBP-epsilon; c/EBP epsilon; CEBPE
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1053
Gen-ID	1053
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-190 des menschlichen CEBPE (NP_001796.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15744
Proteinmasse	31 kDa
Versand	Eisbeutel