

Anti-Cebpg Polyklonaler Antikörper Für Wb - P53567

Artikelnummer: CM0029926

Einführung

Der Transkriptionsfaktor CEBPG reguliert Immunogene. Dieser kaninchen polyklonale Antikörper nachweist humanes und murines CEBPG in WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA und ermöglicht Studien zur Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CEBPG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GPE1BP; IG/EBP-1; CEBPG
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1054
GenID	1054
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-150 des menschlichen CEBPG (NP_001797.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P53567
Proteinmasse	16 kDa
Versand	Eisbeutel