

Anti-Cecr5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxw7

Artikelnummer: CM0003374

Einführung

Kaninchen monoklonaler CECR5-Antikörper, validiert für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit humanem CECR5, einem weit verbreiteten Protein mit Haloacid-Dehalogenase-ähnlicher Hydrolase-Domäne. Ideal für die Forschung zum Katzenaugen-Syndrom und Hydrolasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CECR5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CECR5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27440
Gen-ID	27440
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 324-423 von humanem CECR5 (Q9BXW7) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BXW7
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel