

Anti-Cel Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P19835

Artikelnummer: CM0028476



Einführung

Kaninchen anti-CEL polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt CEL in humanen, murinen und Rattensamples. Geeignet für die Untersuchung der Lipidverdauung und Pankreasfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CEL Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	BAL; FAP; BSDL; BSSL; CELL; FAPP; LIPA; CEase; MODY8; CEL
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1056
Gen-ID	1056
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 350-550 von humanem CEL enthält (NP_001798.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P19835
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel