

Anti-Cela2A Polyklonales Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P08217

Artikelnummer: CM0024407

Einführung

Kaninchen-polyklonales Antikörper gegen humanes CELA2A (Elastase-2A). Validiert für WB, IF-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Diabetes, Insulinsignalgebung und Glukosemetabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CELA2A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PE-1; AOMS4; ELA2A; CELA2A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	63036
GenID	63036
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 80-150 von humanem CELA2A (NP_254275.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P08217
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel