

Anti-Cel/Bile Salt-Activated Lipase Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P19835

Artikelnummer: CM0015488



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CEL (gallensalzaktivierte Lipase), geeignet für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus. Schlüsselenzym für die Aufnahme von Nahrungslipiden und den Stoffwechsel fettlöslicher Vitamine.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CEL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BAL; FAP; BSDL; BSSL; CELL; FAPP; LIPA; CEase; MODY8; CEL
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1056
Gen-ID	1056
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 350-550 von humanem CEL (NP_001798.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P19835
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel