

Anti-Celf1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q92879

Artikelnummer: CM0003926



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CELF1 (CUGBP Elav-ähnliches Familienmitglied 1). Geeignet für WB, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur post-transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CELF1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CUGBP; NAB50; NAPOR; CUG-BP; CUGBP1; hNab50; BRUNOL2; EDEN-BP; CELF1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10658
Gen-ID	10658
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CELF1 (Q92879) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92879
Protein-Gewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel