

Anti-Celf1 Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q92879

Artikelnummer: CM0025945



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonalkörper gegen menschliches CELF1 (CUGBP1). Validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Funktionen RNA-bindender Proteine bei alternativem Spleißen und Translationsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CELF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CUGBP; NAB50; NAPOR; CUG-BP; CUGBP1; hNab50; BRUNOL2; EDEN-BP; CELF1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10658
Gen-ID	10658
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 108–483 von menschlichem CELF1 (NP_941989.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92879
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel