


Anti-Celf2-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 095319

Artikelnummer: CM0029433



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes CELF2, ein RNA-bindendes Protein, das Spleißen, mRNA-Stabilität und Translation reguliert. Geeignet für WB und ELISA, validiert für die Forschung in der RNA-Biologie und bei neurologischen Krankheitsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CELF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ETR3; DEE97; ETR-3; NAPOR; CELF-2; CUGBP2; BRUNOL3; CUG-BP2; CELF2
Spezies	Mensch
GenID	10659
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 422-521 von humanem CELF2 (NP_006552.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	095319
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel