

Anti-Celf5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8N6W0

Artikelnummer: CM0020315



Einführung

CELF5 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit humanen und murinen Proben. Ziel ist der RNA-Spleißregulator BRUNOL5; nützlich für Hirn- und Herzforschung. – Q8N6W0

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CELF5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CELF-5; BRUNOL5; BRUNOL-5; CELF5
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	60680
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-45 von humanem CELF5 (NP_001166144.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8N6W0
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eistasche