

Anti-Cenexin1/Odf2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Bjf6

Artikelnummer: CM0011105

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Cenexin1/ODF2, validiert für WB und ELISA. Zielt auf ein Gerüstprotein in den äußeren dichten Fasern des Schwanzes von Spermien und im Zentrosom mit einer vorhergesagten MW von 95 kDa ab. Ideal für die Spermatogenese- und Zentrosomforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cenexin1 / ODF2 Kaninchen monoklonaler Antikörper
Bemerkungen/Alias	CT134; ODF84; ODF2/1; ODF2/2; Cenexin1 / ODF2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4957
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 730-829 von humanem Cenexin1 / ODF2 (Q5BJF6) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q5BJF6
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eisbeutel