


Anti-Cenpa-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P49450

Artikelnummer: CM0020166



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CENPA (Zentromerprotein A), validiert für WB und ELISA. Zur Verwendung in der Forschung zur Zentromeridentität, Kinetochorassemblierung und zum Fortschreiten der Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CENPA-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	CenH3; CENP-A; CENPA
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1058
Gen-ID	1058
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen CENPA (NP_001800.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P49450
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel