

Anti-Cenpb-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P07199

Artikelnummer: CM0021240



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das menschliche zentrale Zentromer-Autoantigen B (CENPB). Für WB und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Zentromeren und Chromatin.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CENPB-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CENPB
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1059
GeneID	1059
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500 bis zum C-Terminus des menschlichen CENPB (NP_001801.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P07199
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Kühlakku