


Anti-Cenpc Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q03188

Artikelnummer: CM0025660



Einführung

CENPC Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von Kinetochor-Aufbau, mitotischem Fortschritt und Chromosomensegregation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CENPC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MIF2, hcp-4, CENP-C, CENPC1, CENPC
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1060
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem CENPC (NP_001803.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q03188
Protein-Gewicht	107kDa
Versand	Eistasche