


Anti-Cenpc Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q03188

Artikelnummer: CM0012609



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Antikörper aus Kaninchen, der auf menschliches CENPC (Centromerprotein C, ~107 kDa) abzielt. Validiert für Anwendungen in WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratten. Ideal für Forschung zu Kinetochoren und Centromeren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CENPC Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	MIF2; hcp-4; CENP-C; CENPC1; CENPC
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1060
Gen-ID	1060
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 380-520 von menschlichem CENPC (Q03188) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q03188
Proteingewicht	107 kDa
Versand	Eisbeutel