

Anti-Cenpf Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P49454

Artikelnummer: CM0021860

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CENPF (Zentromerprotein F), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit menschlichen und Mausproben. Unverzichtbar für die Kinetochorfunktion, die Chromosomensegregation und den Zellzyklusverlauf.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CENPF-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CENF; hcp-1; CILD31; STROMS; PRO1779; CENPF
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1063
GeneID	1063
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1730-1890 des menschlichen CENPF entspricht (NP_057427.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P49454
Proteinmasse	358 kDa
Versand	Kühlakku