


Anti-Cenpk Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bs16

Artikelnummer: CM0025405



Einführung

Anti-CENPK Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA mit humaner Reaktivität. Ziel ist Centromer-Protein K, eine Schlüsselkomponente des Kinetochors, die für die Chromosomensegregation und Mitoseforschung essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CENPK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P33; Solt; CENP-K; FKSG14; AF5alpha; CENPK
Spezies	Mensch
GeneID	64105
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BS16
Protein-Gewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel