


Anti-Cep44 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9C0F1

Artikelnummer: CM0029557



Einführung

CamelBio bietet den CEP44 Kaninchen-Polyklonalen Antikörper, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu menschlichem und murinem CEP44. Ideal für die Forschung an Zentrosomen und Zentriolenbiogenese. Versand in Kühlbox.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CEP44 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PS1TP3; KIAA1712; CEP44
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	80817
GenID	80817
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von menschlichem CEP44 (NP_001035247.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9C0F1
Proteingewicht	44kDa
Versand	Kühlbox