

Anti-Cep55 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q53Ez4

Artikelnummer: CM0028718



Einführung

Anti-CEP55 polyklonaler Kaninchen-Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf das 55 kDa-Zentrosomalprotein, das für den Austritt aus der Mitose und die Zytokinese entscheidend ist, ideal für die Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CEP55 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	CT111; MARCH; URCC6; C10orf3; CEP55
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55165
Gen-ID	55165
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-260 des menschlichen CEP55 (NP_060601.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q53EZ4
Proteinmasse	54 kDa
Versand	Eisbeutel