

Anti-Cep57L1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8lyx8

Artikelnummer: CM0024983

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-CEP57L1-Antikörper, validiert für WB und ELISA an menschlichen Proben. Zielt auf das Zentrosomprotein ab, das an der Mikrotubuli-Verankerung beteiligt ist, ideal für die Zellteilungs- und Zytoskelettforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Anti-CEP57L1-Polyklonaler Antikörper
Bemerkungen/Alias	cep57R; C6orf182; bA487F23.2; CEP57L1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	285753
Gen-ID	285753
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-167 von menschlichem CEP57L1 (NP_776191.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8IYX8
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel