

Anti-Cep68 Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q76N32

Artikelnummer: CM0024597

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes CEP68, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung von Zentrosomenkohäsion, CDK5RAP2-Lokalisierung und Wurzelhüllfilamentbildung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CEP68 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KIAA0582; CEP68
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23177
GenID	23177
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-350 des humanen CEP68 (NP_001306030.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q76N32
Proteinmasse	81 kDa
Versand	Eisbeutel