

Anti-Cep83 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y592

Artikelnummer: CM0030677

Einführung

Hochwertiges Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes CEP83 (CCDC41/NPHP18), validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet zum Nachweis von CEP83 in Proben von Menschen und Mäusen. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CEP83 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CCDC41; NPHP18; NY-REN-58; CEP83
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51134
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 34-260 des menschlichen CEP83 (NP_057206.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y592
Proteinmasse	83 kDa
Versand	Eisbeutel