

Anti-Cereblon (Crbn) Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Sw2

Artikelnummer: CM0030958



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes Cereblon (CRBN), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte, geeignet für die Untersuchung von Ubiquitin-vermittelter Degradation, Neurobiologie und Immunmodulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRBN Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MRT2; MRT2A; CRBN
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51185
Gen-ID	51185
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 des menschlichen CRBN (NP_057386.2?) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96SW2
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel