

## Anti-Cerk Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Tct0

Artikelnummer: CM0019109

### Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humane Ceramidkinase (CERK), validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung von Ceramid-1-phosphat-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CERK Kaninchen pAb                                                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | LK4; hCERK; dA59H18.2; dA59H18.3; CERK                                                                                                                        |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                        |
| Gen-ID (Mensch)   | 64781                                                                                                                                                         |
| Gen-ID            | 64781                                                                                                                                                         |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400 bis zum C-Terminus von humanem CERK (NP_073603.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                           |
| SWISS             | Q8TCT0                                                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 60kDa                                                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                     |