

Anti-Cers5-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8N5B7

Artikelnummer: CM0019125

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CERS5, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Ceramidsynthese und des Sphingolipidstoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CERS5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	Trh4; LASS5; CERS5
Art	Mensch
GeneID	91012
Immunogen	Synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen CERS5 (NP_001268660.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8N5B7
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Kühlakku