


Anti-Ceruloplasmin Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P00450

Artikelnummer: CM0003185



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Ceruloplasmin (CP). Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Eisenstoffwechsel und zur Kupferbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ceruloplasmin Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CP-2; AB073614; Ceruloplasmin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1356
GenID	1356
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 366-572 von humanem Ceruloplasmin (NP_000087.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00450
Proteingewicht	122kDa
Versand	Eisbeutel