


## Anti-Ceruloplasmin Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P00450

Artikelnummer: CM0029962



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Ceruloplasmin, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte; geeignet für Studien zum Eisenstoffwechsel und Kupfertransport.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Ceruloplasmin Rabbit pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | CP-2; AB073614; Ceruloplasmin                                                                                                       |
| Spezies           | Human                                                                                                                               |
| GeneID (Human)    | 1356                                                                                                                                |
| GeneID            | 1356                                                                                                                                |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 366-572 von humanem Ceruloplasmin (NP_000087.1) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                           |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                              |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                  |
| SWISS             | P00450                                                                                                                              |
| Protein-Gewicht   | 122kDa                                                                                                                              |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                           |