


Anti-Ceruloplasmin Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für If-P, Elisa - P00450

Artikelnummer: CM0014311



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes Ceruloplasmin, geeignet für IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für Studien zum Eisenstoffwechsel und zur Ferroxidase-Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ceruloplasmin Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CP-2; AB073614; Ceruloplasmin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1356
Gen-ID	1356
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 680-790 von humanem Ceruloplasmin (NP_000087.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00450
Proteingewicht	122kDa
Versand	Eisbeutel