


Anti-Ces1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P23141

Artikelnummer: CM0019548



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes CES1 für WB- und ELISA-Anwendungen. Geeignet für die Erforschung von Leber-Carboxylesterase 1 bei Studien zu Entgiftung, Arzneimittelstoffwechsel und Lipidstoffwechsel. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CES1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CEH; REH; TGH; ACAT; CE-1; CES2; HMSE; SES1; HMSE1; PCE-1; hCE-1; CES1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1066
GenID	1066
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P23141
Proteinmasse	63 kDa
Versand	Eisbeutel