

Anti-Ces2 Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 000748

Artikelnummer: CM0016362

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches CES2 (Kokain-Esterase, 000748). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Studien zum Arzneistoffmetabolismus und zur Entgiftung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CES2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliae	iCE; CE-2; PCE-2; CES2A1; CES2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	8824
GenID	8824
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 310-410 von menschlichem CES2 entspricht (NP_003860.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	000748
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Eisbeutel