

Anti-Cetn1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q12798

Artikelnummer: CM0030812

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der Centrin-1 (CETN1) bei Mensch, Maus und Ratte erkennt. Validiert für Western Blotting (WB) und ELISA; ideal für Studien zu Zentrosomen und Mikrotubulus-Organisationszentren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CETN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CEN1; CETN; CETN1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1068
Gen-ID	1068
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-172 des menschlichen CETN1 (NP_004057.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12798
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eisbeutel