

## Anti-Cetn2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P41208

Artikelnummer: CM0020086



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CETN2, validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Human, Maus, Ratte. Beteiligt an der Zentrosomfunktion, DNA-Reparatur und mRNA-Export. Ideal für Zellbiologie und Genomstabilitätsstudien.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CETN2 Kaninchen pAb                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | CALT; CEN2; CETN2                                                                                                             |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                        |
| GenID (Mensch)    | 1069                                                                                                                          |
| GenID             | 1069                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-172 von humanem CETN2 (NP_004335.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                           |
| SWISS             | P41208                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 20 kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |