

Anti-Cetn3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15182

Artikelnummer: CM0025730

Einführung

CETN3 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunhistochemie, Immunfluoreszenz und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ziel ist Centrin-3, eine Zentrosom- und Kernporenkomponente, die am mRNA-Export beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CETN3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CEN3; CDC31; CETN3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1070
Gen-ID	1070
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-167 von humanem CETN3 (NP_004356.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O15182
Protein-Gewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel