

Anti-Cfap20/Gtl3 Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6A4

Artikelnummer: CM0007151



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper zur Erkennung von humanem CFAP20/GTL3 (auch Maus, Ratte). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Das Zielprotein spielt eine Schlüsselrolle bei der axonemalen Struktur von Zilien/Flagellen, der Motilität und der Polyglutamylierung. Ideal für die Forschung zu Ziliopathien und Zellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CFAP20/GTL3 monoklonaler Kaninchen-Antikörper
Anmerkungen/Alias	GTL3; BUG22; EVORF; fSAP23; C16orf80; CFAP20/GTL3
Spezies	Human
GeneID (Human)	29105
GeneID	29105
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 94-193 des humanen CFAP20/GTL3 (NP_037374.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6A4
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühlakku