


Anti-Cfap44 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Mt7

Artikelnummer: CM0013828



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches CFAP44 (WDR52) für Anwendungen in Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Studien zur Organisation des Spermienflagellen-Axonems.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CFAP44 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	WDR52; SPGF20; CFAP44
Art	Mensch
GenID (Mensch)	55779
GenID	55779
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 180-370 des menschlichen CFAP44 (NP_001157968.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96MT7
Proteingewicht	214 kDa
Versand	Eisbeutel