

Anti-Cfap53-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96M91

Artikelnummer: CM0021975



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen CFAP53 (CCDC11/HTX6), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-CFAP53. Unverzichtbar für die Untersuchung der Biogenese beweglicher Zilien und Flagellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CFAP53-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alternative Namen	HTX6; CCDC11; CFAP53
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	220136
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-300 des humanen CFAP53 (NP_659457.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96M91
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Mit Kühlakku