

Anti-Cfd Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P00746

Artikelnummer: CM0003931



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Komplementfaktor D (Adipsin). Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Ideal für Studien zur angeborenen Immunität, zum Komplementweg und für die Beschaffung von diagnostischen Rohmaterialien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CFD Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; CFD
Spezies	Human
GeneID (Human)	1675
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-253 von humanem CFD (P00746) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P00746
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel