


Anti-Cfd Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - P00746

Artikelnummer: CM0027608



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes CFD (Adipsin, Komplementfaktor D). Validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung des alternativen Komplementwegs und der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CFD Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; CFD
Spezies	Mensch
GeneID (menschlich)	1675
GeneID	1675
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-253 von humanem CFD (NP_001919.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P00746
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel