

Anti-Cfdp1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Uee9

Artikelnummer: CM0026049

Einführung

Anti-CFDP1 polyclonaler Kaninchen-Antikörper validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielgerichtet gegen heterochromatin-stabilisierendes Protein, das an der zentromeren Stabilität und der kraniofazialen Entwicklung beteiligt ist. Ideal für die Chromatin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CFDP1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	p97; BCNT; CP27; SWC5; Yeti; CENP-29; BUCENTAUR; CFDP1
Spezies	Mensch
GenID	10428
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-299 des menschlichen CFDP1 (NP_006315.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UEE9
Proteinmasse	34 kDa
Versand	Eisbeutel