

Anti-Cfhr1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q03591

Artikelnummer: CM0024453



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CFHR1, geeignet für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Erkennt ein ~38 kDa großes sekretiertes Glykoprotein, das an der Komplementregulierung und dem Lipidstoffwechsel beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CFHR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H36; CFHL; FHR1; HFL1; HFL2; CFHL1; FHL-1; FHR-1; H36-1; H36-2; CFHL1P; CFHR1P; CFHR1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3078
Gen-ID	3078
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 151-330 von humanem CFHR1 (NP_002104.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q03591
Protein-Gewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel