

Anti-Cfhr3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q02985

Artikelnummer: CM0026741

Einführung

Dieser CFHR3 Kaninchen-polyklonale Antikörper ist für Western Blot, IF-P und ELISA in Human, Maus und Ratte validiert. Ideal für die Erforschung der Komplementregulation und des hämolytisch-urämischen Syndroms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CFHR3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FHR3; HLF4; CFHL3; FHR-3; DOWN16; CFHR3
Spezies	Human
GeneID (Human)	10878
GeneID	10878
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 80-200 von humanem CFHR3 (NP_066303.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q02985
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eistasche