

Anti-Cfhr5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bxr6

Artikelnummer: CM0017322

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CFHR5 (FHR5), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Komplementregulation und des hämolytisch-urämischen Syndroms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CFHR5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FHR5; CFHL5; FHR-5; CFHR5D; CFHR5
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	81494
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 450-569 von humanem CFHR5 (NP_110414.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BXR6
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Kühltasche