


Anti-Cfi Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P05156

Artikelnummer: CM0026615



Einführung

Anti-CFI Kaninchen-polyklonaler Antikörper geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen, reaktiv mit humanem und murinem CFI. Ideal für Komplementwegstudien, Immunregulationsforschung und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CFI Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FI; IF; KAF; AHUS3; ARMD13; C3BINA; C3b-INA; CFI
Spezies	Human
GeneID (Human)	3426
GeneID	3426
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 19-300 des humanen CFI (NP_000195.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P05156
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel