

Anti-Cfl1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P23528

Artikelnummer: CM0020897



Einführung

CFL1 Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Cofilin-1, validiert für WB und ELISA. Er erkennt humanes, murines und rattes CFL1 (vorhergesagte 19 kDa), ideal für die Untersuchung der Aktindynamik, Zellmigration und Zytoskelettorganisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CFL1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CFL; Cofilin; HEL-S-15; CFL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1072
GenID	1072
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CFL1 (NP_005498.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23528
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel