

Anti-Cfl2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y281

Artikelnummer: CM0026036



Einführung

Cofilin-2 Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für Western Blotting, Immunfluoreszenz und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-CFL2. Ideal für Forschung zu Muskel-Aktin-Dynamik und nemalinischer Myopathie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CFL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NEM7; CFL2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1073
GenID	1073
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-166 des menschlichen CFL2 enthält (NP_068733.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y281
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel